



เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิทัล Digital Rotary Viscometer รุ่น NDJ-1B, NDJ-1B HT ยี่ห้อ GRAIGAR

Digital Viscometer รุ่น NDJ-1B, NDJ-1B HT เป็นเครื่องวัดค่าความหนืดแบบดิจิทัล วัดความหนืดของเหลวแบบหมุน (Digital Rotational Viscometer) สามารถใช้วัดค่าความหนืด ห้องปฏิบัติการต่าง โรงงาน ปิโตรเลียม เรซิน สีหมึก ครีม ยา อาหาร กาว น้ำยาตัวทำละลายและของเหลวอื่น ๆ



คุณสมบัติของ Viscometer รุ่น NDJ-1B, NDJ-1B HT


- Digital Rotational Viscometer เครื่องวัดค่าความหนืดของของเหลวแบบหมุน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องวัดความหนืด จอแสดงค่าแบบดิจิทัล LCD ความสว่างสูงทำให้ข้อมูลที่แสดงชัดเจน
- เครื่องวัดความหนืด รุ่น NDJ-8B สามารถเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ สามารถปริ้นข้อมูลที่วัดได้ เครื่องมีความไวในการวัดสูง ใช้งานง่าย ราคาไม่สูง
- เครื่องสามารถใช้งานร่วมกับบีกเกอร์แก้ว 2 ชั้น เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิและอ่างน้ำทำอุณหภูมิ
- เครื่องใช้วัดความหนืด ตัวอย่างทั้ง Newton liquids และ Non-Newton liquids
- ประกอบด้วยโรเตอร์ rotor ทั้งหมด 4 โรเตอร์ (Spindle: No.1 ~ No.4) four spindles (ชุดมาตรฐาน) สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับค่าความหนืดและลักษณะของตัวอย่าง
- สามารถวัดค่าความหนืดได้ในช่วง 10 mPa·s ~ 2,000,000 mPa·s (NDJ-1B)
- สามารถเลือกความเร็วในการหมุนของ rotor ได้ 8 ระดับความเร็ว (8 grades in total)
- Rotation speed: 0.3 RPM, 0.6 RPM, 1.5 RPM, 3 RPM, 6 RPM, 12 RPM, 30 RPM, and 60 RPM
- เครื่องสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของตัวอย่างที่ต้องการวัดความหนืด
- เครื่องมีอุปกรณ์ป้องกัน Spindles โรเตอร์ เพื่อควบคุมการวัดให้ได้ผลคงที่และป้องกันโรเตอร์ถูกกระทบ
- ใช้ไฟฟ้า 220 v , 50Hz
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- อุปกรณ์ทั้งหมดใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - ตัวเครื่อง 1 เครื่อง
 - Rotor ทั้งหมด 4 rotor ประกอบด้วย
 - No.1 จำนวน 1 ชิ้น
 - No.2 จำนวน 1 ชิ้น
 - No.3 จำนวน 1 ชิ้น
 - No.4 จำนวน 1 ชิ้น
- Option
 - HWY-10 Circulation water bath (NDJ-1B HT)
 - Special sample cup
 - No.0 spindle
 - Small sample adapter




HWY-10 Circulation water bath (NDJ-1B HT)



บีกเกอร์แก้ว 2 ชั้น



Spindle: No.1~No.4



Spindle: No.0



เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล Digital Rotary Viscometer รุ่น NDJ-1B, NDJ-1B HT

รุ่น	NDJ-1B	NDJ-1B HT
รูปแบบ	Digital Rotational Viscometer	
ช่วงวัดค่าความหนืด	10- 2,000,000 mPa.S	
หัววัดโรเตอร์ Rotor	No. 1 -No.4	
ความเร็วรอบ Rotor	0.3, 0.6, 1.5 ,3, 6,12,30, 60 rpm	
ค่าความถูกต้อง	± 3% (F·S)	
Circulation water bath	NO	YES
ไฟฟ้า	220 V AC 50 Hz	