



Hotplate Magnetic Stirrer รุ่น SH-4 / SH-4C

เครื่องกวนสารเคมีแบบแม่เหล็ก แผ่นทำความร้อนทำจากเซรามิก ใช้สำหรับทำความร้อนและกวนของเหลวในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ยา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาลัย เป็นต้น

คุณสมบัติของ Hotplate Stirrer Ce Certificate

- โครงสร้างและฝาครอบป้องกันไฟฟ้ารั่วไหล
- ตัวเครื่องสามารถทำความร้อนและกวนสารได้ในเวลาเดียวกัน
- ความร้อนและความเร็วรอบกวนปรับแบบ stepless
- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 380 องศา
- เซ็นเซอร์ PT100 ตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ
- ความเร็วรอบ 100 – 2,000 รอบต่อนาที
- รองรับปริมาตรสูงสุด 5,000 ml
- ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 380 องศา
- แรงดันไฟฟ้า 220V / 110V
- น้ำหนักตัวเครื่อง 5 กก.
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Model	SH-4	SH-4C
Voltage (V)	220/110	
Power(W)	600	
Speed (r.p.m)	100 ~ 2000	
Plate Size (mm)	190 × 190	
Max. volume (ml)	5000	
Max. Temp. (plate surface)	380	350 ± 10%
Exterior Size (mm)	300 × 210 × 126	
Packing Size (mm)	400 × 240 × 220	
N.W/G.W (Kg)	5 / 6	