

## เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน Sieve Shaker รุ่น GZS-1 ยี่ห้อ T-BOTA

Sieve Shaker เครื่องเขย่าตะแกรง เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน เครื่องเขย่าตะแกรงมาตรฐาน รุ่น GZS-1 สามารถใช้ร่วมกับตะแกรงร่อนมาตรฐาน เพื่อคัดแยกขนาดของอนุภาคต่าง ๆ จากตัวอย่างวัสดุแบบแห้งไม่เหนียว เป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะ เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย เป็นต้น

### คุณสมบัติของ รุ่น GZS-1

- เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน รุ่น GZS-1 ใช้ตัวอย่างที่มีลักษณะแห้งไม่เหนียว
- ระบบการเขย่าเป็นแบบเขย่าขึ้น - ลง
- สามารถหมุนปรับตั้งเวลาได้ 0 - 60 นาที
- เครื่องสามารถใช้กับตะแกรงสำหรับเขย่า (sieve) ได้ 2 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 และ 300 มิลลิเมตร
- จำนวนตะแกรงที่สามารถใส่กับเครื่องได้
  - ตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร สูง 50 มิลลิเมตร จำนวน 9 อัน
  - ตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร สูง 75 มิลลิเมตร จำนวน 7 อัน
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี



Shaking frequency	42Hz
Shaking method	up and down
Shaking amplitude	1.5mm
Time setting	0min. - 60min. selectable
Power of motor	25W
Sieve size	Ø 200mm x 50mm (9pcs) or
	Ø 300mm x 75mm (7pcs)
Power supply	220VAC 50Hz
Dimension	430 x 430 x 750mm (L x W x H)