

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมระบบน้ำวน Low - Temperature Circulation Bath รุ่น FC series ยี่ห้อ FAITHFUL

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ แบบร้อน / เย็น พร้อมระบบน้ำวน รุ่น FC series อ่างน้ำทำอุณหภูมิแช่เย็นได้ ใช้ระบบทำความเย็นที่ปราศจาก CFC ชั้นสูง ประสิทธิภาพการทำงานเสถียรภาพและเชื่อถือได้ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการวิจัย มหาวิทยาลัย แผนกควบคุมคุณภาพ องค์กรและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปีโตรเลียม วิศวกรรมเคมี เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรมชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อุตสาหกรรมเบาและวัสดุ การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเคมี ฯลฯ

Temperature Circulation Bath เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการทดสอบอุณหภูมิคงที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคุมความร้อนหรือเย็น พร้อมระบบน้ำวน ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10~100 องศา (ตามรุ่น)



Model	Temp arrange	Temp flucyion	Digital resolution	Tank size	Top opening	Deep	Pump	Machine
FC-0506	5~100	±0.05	0.01	250*200*150	180*140	150	6	320*370*655
FC-0510				250*200*200	180*140	200		320*370*765
FC-0515				300*250*200	235*160			400*450*910
FC-0520				280*250*300	235*160			400*450*910
FC-0530							420*330*230	310*280
FC-1006	-10~100			250*200*150	180*140	150	6	320*370*655
FC-1010				250*200*200	180*140	200		320*370*765
FC-1015				300*250*200	235*160			400*450*910
FC-1020				280*250*300	235*160			300