

เครื่องย่อยด้วยไมโครเวฟ Microwave Digestion รุ่น MWD-Series ยี่ห้อ METASH

คุณสมบัติของ เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ

- เพื่อตอบสนองความต้องการการย่อยที่แตกต่างกัน
- การออกแบบไมโครเวฟแนวตั้งเพื่อการกระจายคลื่นไมโครเวฟที่สม่ำเสมอ
- แสดง Real time monitoring
- การตรวจสอบแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยการออกแบบดิสก์ที่ไม่ต่อเนื่อง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงรักษา
- หน้าจอสัมผัสเพื่อการใช้งานที่ง่าย
- CFRP ที่มีความแข็งแรงสูงช่วยให้มั่นใจถึงความต้านทานแรงกระแทก
- วิธีการมาตรฐานสากลที่ติดตั้งล่วงหน้าในขณะที่ผู้ใช้อยู่ยังสามารถแก้ไขบันทึกแก้ไขและลบวิธีการของตัวเอง
- วัสดุทำจากสแตนเลส 316L พร้อมการเคลือบเพฟลอนหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนและให้ความเย็นอย่างรวดเร็ว
- การออกแบบแมกนีตรอนพิเศษ ซึ่งดำเนินการมาตรฐานการรั่วไหลของไมโครเวฟสูง



Model	MWD-630-T6 /MWD-630-T8/MWD-630-T10/ MWD-630-T12
Vessels	6 /8/ 10/ 12
Temperature	All vessels temperature Control
Monitoring System	Contactless temperature monitoring
	Temperature Range:50~400'C
	Temperature Accuracy:+0.1C
	Display Accuracy:+0.1C
Pressure Monitoring System	All vessels pressure control.
	Contactless pressure monitoring
	Pressure control range:015MPa.
	Pressure Accuracy:± 0.01MPa
	Display Accuracy:+0.01Mpa
Vessel Volume	100ml
Vessel Material	Improted TFM
Protection vessel material	Peek+Glass Fiber
Display	7 inch Touch Screen
Rotation	One Direction 360continuous rotating
Microwave Tank	316L stainless steel tank with erosion-proof coating
Microwave Power	0-1000W(adjustable)
Microwave Leakage	<5mw/cm2
Air exhuaat	High power erosion-proof air blower
Power	AC 220V+10%,10A,50/60Hz
Dimension (LxWxH) (mm)	560 x 490 x 630
Weight	45kg