

## เครื่องผสมสารละลาย Vortex Mixer รุ่น MIX-Series ยี่ห้อ MIULAB



### เครื่องผสมสารละลาย Vortex Mixer รุ่น MIX-series

เครื่องเขย่าสาร รุ่น MIX-30S / MIX-25P / MIX-25 MINI Mixer เป็นเครื่องใช้ผสมสารให้เข้ากัน เครื่องมีขนาดกระทัดรัด ฐานเครื่องมียางสำหรับวาง ใช้ผสมผสาน เนื้อเยื่อ ตัวอย่างเซลล์ แบคทีเรีย สารเคมีเหลว และสารเคมีในสาขาการวิเคราะห์ ชีวเคมีและฟิสิกส์และเคมี เหมาะสำหรับท่อและหลอดขนาดเล็กขนาด 0.2 ~ 50 มล. หรือภาชนะขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 108 มม. หัวการเขย่าสารได้สามารถใช้ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ในภายหลังในราคาที่ไม่แพง

### คุณสมบัติของ เครื่องเขย่าผสมสาร

- ขนาดกระทัดรัด มีฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างได้เครื่องมีข้อดีกันกระแทกเหมาะสำหรับการใช้งานที่ความเร็วสูง
- Vortex Mixer สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องและแบบตั้งเวลา
- ช่วงความเร็ว 0-3000 รอบต่อนาที แบบต่อเนื่อง มอเตอร์มีเสถียรภาพ ทั้งแบบความเร็วต่ำและความเร็วสูง
- หัวเขย่าสามารถปรับเปลี่ยนและถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย
- อะแดปเตอร์สำหรับเขย่าแบบแนวขวางหลายตัวเลือก (เหมาะสำหรับหลอด Eppendorf)
- เป็นเครื่องใช้ผสมสารให้เข้ากัน เครื่องมีขนาดกระทัดรัด ฐานเครื่องมียางสำหรับวาง
- เครื่องสามารถเลือกการทำงานได้ 2 ลักษณะ คือ Touch Mixing หรือ Continuous Mixing โดยเครื่องมีปุ่มกดเลือกการทำงานแบบ Touch คือ Touch Mixing หรือ Continuous Mixing พร้อมไฟแสดงการทำงาน
- เครื่องสามารถเลือก Option สำหรับใช้งาน ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับงานที่ต้องการ
- ใช้ไฟที่ 220 VAC/50Hz

เครื่องสามารถเลือกหัวเขย่าได้หลากหลาย



การติดตั้งปรับเปลี่ยนหัวเขย่าทำได้ง่ายและได้หลากหลาย



Model	MIX-25 Rotation Type	MIX-25P Rotation Type	MIX-30S Digital display
Operation display pattern	Knob + Scale	Knob + Scale	Key + digital display
Orbit	4mm	3 mm	2 mm
Shaking mode	circle	circle	circle
Operation mode	Continuous running/ Short Mix	Continuous running/ Short Mix	Continuous running/ Short Mix
Speed Range	0 ~ 2500rpm	0 ~ 2500rpm	300 ~ 3000rpm
Timing Range	/	/	1s ~ 999min
Voltage	AC220V/ AC110V, 50/60Hz	AC220V/ AC110V, 50/60Hz	DC24V
Power	60W	60W	30W
Optional Accessories	standard head and flat pad	All	All
Fuse	250V,1A, Φ5x20	250V,1A, Φ5x20	/
Dimension	W.132×D.156×H.150m m	W.132×D.156×H.150m m	W.132×D.156×H.150m m
Net Weight	2.4kgs	2.4kgs	2.2kgs