

## ตู้อบความร้อน High Temperature Drying Oven รุ่น GW Series ยี่ห้อ FAITHFUL

### คุณสมบัติของ Drying Oven รุ่น GW Series

- ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำด้วยระบบ PID ตั้งค่าการใช้งานง่าย
- มาพร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกิน
- พัดลมกระจายความร้อนภายใน เสียงรบกวนต่ำ



Model	Voltage	Power	Temp.Range	Temp.Resolution	Temp. Motion	Inner chamber size (W*L*H)mm	Exteriorsize (W*L*H)mm
GW-50B	220V/50HZ	2000W	50-450°C	1°C	±1°C	350×350×400	500×600×730
GW-80B		3000W				400×400×500	550×650×830
GW-150B		4000W				500×500×600	650×750×930
GW-240B		6KW				600×600×650	750×980×1050
GW-400B		7.5KW				650×700×850	800×1110×1250
GW-640B		10KW				800×800×1000	950×1210×1400