

เครื่องผสมสาร 3D Rotating Mixer รุ่น RH-18+ ยี่ห้อ MIULAB

Rotating Mixer รุ่น RH-18+ เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถผสมตัวอย่างตามแนวตั้ง หรือการหมุนปรับมุมในแบบต่าง ๆ ใช้งานได้กับหลอดตัวอย่างที่หลากหลาย การปรับกรอบหมุน (ตัวยึดหลอด) สามารถใช้ได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง แบบทะแยงมุม และ แนวตั้งเพื่อหมุน นอกจากนี้กรอบการหมุนสองตัว (ที่ยึดหลอด) ในแต่ละด้านของการหมุน ลูกกลิ้งสามารถปรับได้ทีละตัวเพื่อตอบสนองโหมดไฮบริดที่แตกต่างกันในส่วนผสมเดียว เครื่องмикเซอร์ 3D มีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย



คุณสมบัติของ Three-Dimensional Rotating Mixer

- โหมดการหมุนสามารถปรับได้หลากหลาย จากการหมุนจากโหมดอ่อนไปจนถึงโหมดการตีลังกาชนิดหมุน
- ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีววิทยาระดับโมเลกุลเคมี histo, ชีวเคมี, การประยุกต์ใช้ทางคลินิก ฯลฯ
- มาพร้อมที่ยึดหลอดการหมุน 3 ประเภท
- การหมุนในเชิงบวกและลบเพียงกดเบา ๆ ที่กรอบการหมุน
- ด้วยฟังก์ชันการสั่นแบบลูกสูบจาก 20-99 angle
- ตัวยึดทั้งสองข้าง ใช้ด้ามจับที่ปราศจากน้ำมัน

อุปกรณ์เสริม



RH-A	5 centrifuge tubes of 10ml /15 ml (Φ 15mm- Φ 16mm)
	+6 centrifuge tubes of 5ml /7 ml (Φ 12mm- Φ 13mm)
RH-B	centrifuge tubes of 50ml +18 centrifuge tubes of 0.5ml
RH-C	18 centrifuge tubes of 1.5ml / 2.0ml

เครื่องผสมสาร 3D Rotating Mixer รุ่น RH-18+

Model	RH-18	RH-18+
Speed Range	18rpm (Fixed Speed)	10rpm~40rpm
Reciprocating Swing Ange Range	/	20° ~ 99°
Time Range	/	1s ~ 999min/Continuously
Voltage	AC 220V / AC 110V, 50/60Hz	AC 100 ~ 230V, 50/60 Hz
Power	4W	4W
Fuse	/	250V, 1A, Ø5x20
Dimension (W x D x H)	240 x 145 x 210 mm	240 x 145 x 210 mm
Net Weight	1kgs	1.2kgs