


อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ Heating Visible Water Bath รุ่น BTSC Series ยี่ห้อ BUENO BIOTECH



BTSC Series อ่างน้ำร้อนหมุนเวียน เครื่องทำความร้อนในอ่างอาบน้ำ อ่างน้ำอุณหภูมิที่มองเห็นได้พร้อมหน้าต่างโปร่งใส 4 บาน สามารถสังเกตเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของของเหลวหรือปฏิกิริยาการทดลองจากมุมต่างๆ เครื่องมือนี้มีระบบทำความร้อน ช่วงอุณหภูมิอยู่ระหว่างอุณหภูมิห้องถึง 300°C ด้วยระบบหมุนเวียนอ่างน้ำ สามารถปล่อยให้ของเหลวไหลออกจากถังและมีสนามอุณหภูมิกงที่ทุกติงมี มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์และทดสอบน้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันกลั่นหรือน้ำมันดิบอื่น ๆ

การใช้งาน

BTSC Series อ่างน้ำร้อนหมุนเวียน อ่างอาบน้ำหมุนเวียนที่มองเห็นได้ อ่างเทอร์โมที่มองเห็นได้ เหมาะสำหรับปิโตรเลียมอุตสาหกรรมเคมี เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรม ชีวภาพ ยาและสุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพอุตสาหกรรมเบาและอาหาร การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ การวิเคราะห์ทางเคมีและแผนกวิจัยอื่น ๆ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คุณภาพขององค์กร แผนกตรวจสอบและผลิตตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิคงที่ของการทดลองทางชีวเคมี หรือการทดสอบตัวอย่าง การวัดและการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานแพลดตินัมรองรับถึงหมัก เครื่องโพลารไรซ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โฟโตรีซิส โฟโตมิเตอร์คอลลัมน์โครมาโตกราฟี เครื่องวัดความหนืดแบบหมุน เครื่องระเหยแบบหมุน เครื่องวัดความเร็วและอื่น ๆ

คุณสมบัติของ อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ

- อ่างน้ำอุณหภูมิที่มองเห็นได้ด้วยหน้าต่างโปร่งใส 4 ด้าน สามารถดูปฏิกิริยาของตัวอย่างได้จากมุมต่าง ๆ
- ด้วยแผ่นแก้วที่นำเข้าคุณภาพสูง สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง/ต่ำ และทำงานได้เป็นเวลานาน
- หน้าจอแสดงผลการทำงานชนิด LCD ขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย
- ระบบป้องกันอุณหภูมิเกินพร้อมสัญญาณเตือนและตัดอัตโนมัติ
- อินเทอร์เฟซ RS232 หรือ RS485 เป็นอุปกรณ์เสริม และสามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้

