

Portable Pressure Steam Sterilizer

รุ่น FSF-LDJ Series

คุณสมบัติของ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำความดันสูง

- โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- ฝาหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้านบน ประกอบด้วยหน้าปิดสำหรับวัดความดัน และอุณหภูมิ ภายในหม้อนึ่ง, มีฉนวนกันความร้อน, ลินสำหรับควบคุมแรงดันแบบปรับเอง และตุลิวาล์วนิรภัยแบบอัตโนมัติ (Safety Valve)
- ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า 220VAC
- ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์
- ตั้งเวลาการฆ่าเชื้อได้ สูงสุด 60 นาที
- เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติพร้อมสัญญาณเสียงเตือน เมื่อเครื่องทำงานเสร็จ
- พร้อมวาล์วน้ำทิ้ง สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัยและเชื่อถือได้



Model	FSF-18LDJ	FSF-24LDJ
Capacity	18L	24L
Working pressure	0.14-0.16MPa	
Working temperature	126°C	
Temp. range	105-126°C	
Max.safety pressure	0.165Mpa	
Timer range	0-60min	
Heat average	≤±1°C	
Power	AC220V.50Hz/2Kw	
Packing size	410x410x520mm	410x410x630mm
G.W/N.W	18/16KG	20/18KG

