

Funnel Shaker

เครื่องเขย่าแนวตั้ง

MODEL **RS-2 Series**



เครื่องเขย่าแนวตั้ง Funnel shaker รุ่น RS-2 ใหม่ล่าสุด มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เครื่องเขย่าแนวตั้งประกอบด้วยหัวจับแบบพิเศษ สามารถใช้งานจับขวดที่หลากหลาย เพื่อเขย่าและผสมสารให้เข้ากัน ใช้ได้ทั้งกับสารอินทรีย์, สารอนินทรีย์, ทาการแพทย์ และเภสัชกรรม รวมถึงการเตรียมมีเดีย และด้านการจำกัคของเสีย

Model	RS-2
Shaking speed	300r/min
Platform stroke	35mm
Clamp Capacity	1000ml x 6pcs
Vertical load	10KG.
Power	AC 220V 50Hz
Overall (WxBxL)mm	610 X 510 X 570



SciLution

บริษัท ชาญล้ำ จำกัด Scilution Co., Ltd.

www.scilution.co.th | Youtube : SCILUTION

Tel : 02 964 8018 | Line ID : @scilution

